

Pflegehinweise und Warnungen

Nachdem das Produkt aus dem Aufbewahrungsbehälter genommen wurde, sollten die Borsten zunächst 15 Minuten lang in Wasser eingeweicht werden, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern. Das Wasser aktiviert auch die Fasern im Produkt.



Es wird empfohlen, den Toothwak vor jedem Gebrauch 2-3 Sekunden lang mit Wasser zu waschen.



Denken Sie daran, Ihre Toothwak-Köpfe regelmäßig zu wechseln. Sie können leicht entfernt werden, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.



Ihr Toothwak sollte nicht in Wasser gelassen werden, da dies zu Flecken und einer Verschlechterung der Qualität des Produkts führt.

Ihr Toothwak sollte nach Gebrauch trocken und unbedeckt gelagert werden. Der Luftstrom verhindert die Ansammlung von Bakterien auf Ihrem Produkt und es sollte auch entfernt von anderen Kunststoffzahnbürsten platziert werden.

Da die Toothwak Miswak Zahnbürste austauschbare Köpfe hat, achten Sie bitte darauf, dass Ihr Toothwak außerhalb der Sicht- und Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.